

## InSight Critical Care

**De todos es sabido: el cuidado de pacientes en estado crítico exige un gran esfuerzo.**

**L**as unidades de cuidados intensivos (UCIs) generan un gran volumen de datos pero disponen de poca información. ¿No le gustaría tener un sistema de seguridad que se encargara de supervisar por usted los cambios importantes que se produzcan en los datos de los pacientes y que le ofreciera la información necesaria para poder tomar las decisiones adecuadas?

InSight Critical Care™ es un sistema de ayuda a la toma de decisiones que funciona con Picis Critical Care Manager, parte de la familia CareSuite® de soluciones para las áreas de críticos, que permite crear reglas según los criterios definidos por los médicos. Un intensivista puede querer estar al corriente de los cambios que se produzcan en ciertas variables fisiológicas del paciente. Para estos casos, se puede crear una regla que controle un determinado número de parámetros hemodinámicos claves almacenados en Critical Care Manager, tales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el gasto cardíaco. InSight Critical Care se encargará del resto: cuando se cumplan los criterios definidos, enviará una notificación al personal que necesite conocer dicha información, ya sea mediante el buscapersonas, correo electrónico o notificaciones en pantalla. InSight Critical Care funciona continuamente, proporciona la información necesaria en el momento oportuno y se puede configurar totalmente según las necesidades específicas.

InSight Critical Care ha sido diseñado por médicos, por lo que la creación de las reglas es intuitiva. Dichas reglas se escriben en un formato de lenguaje natural, utilizando datos documentados en Critical Care Manager tales como las variables fisiológicas, los balances de fluidos, los resultados de laboratorio y los datos del paciente. Con una amplia documentación y una asistencia integral, Picis está aquí para ayudarle a ponerse en marcha rápidamente.



### **Configurable para satisfacer necesidades concretas**

Le permite crear sus propias reglas a partir de los campos de Critical Care Manager

### **Facilita la notificación de los cambios en la información del paciente**

Le permite definir las circunstancias en las que se desea recibir una notificación, como, por ejemplo, ciertos parámetros fisiológicos durante un determinado período de tiempo o en función de la edad del paciente

### **Ayuda a mejorar la eficacia médica**

Facilita la comunicación del personal y disminuye las llamadas telefónicas

### **Contribuye en los estudios de investigación**

Le ayudará a identificar los pacientes que pueden participar en ensayos clínicos, estudios de investigación o protocolos específicos del hospital

# Picis Critical Care Manager: automatización integral para los cuidados intensivos

InSight Critical Care



“Me gustaría saber si la PAM del paciente disminuye un  $\geq 15\%$  respecto a la PAM promedio en las últimas 6 horas.”

“Me gustaría saber si la diuresis del paciente durante la última hora es  $< 0,5$  cc/kg/hora.”

“Me gustaría saber si el balance de fluidos del paciente es  $\geq +1000$  cc durante las últimas 12 horas y la diuresis  $< 0,5$  cc/kg/hora durante las últimas 12 horas.”

“Me gustaría saber si la edad del paciente es  $\geq 55$  y la duración de la estancia  $> 72$  horas.”

“Me gustaría saber si la edad del paciente es  $\leq 30$  días y la frecuencia cardíaca  $< 100$ .”



**Póngase en contacto con su representante de Picis hoy mismo para que le explique cómo puede ayudar InSight a su departamento de cuidados intensivos.**

## Acerca de Picis

Picis es un proveedor a escala mundial de soluciones innovadoras de tecnologías de la información que permiten conseguir resultados clínicos, financieros y operacionales de forma rápida y contrastada en las áreas de críticos de los hospitales. Estos departamentos comprenden urgencias, quirófanos, salas de reanimación y unidades de cuidados intensivos. Picis ofrece el paquete más avanzado de soluciones integradas dirigidas a estas áreas tan cruciales de los hospitales, donde los pacientes son más vulnerables, los cuidados más complejos y se concentran la mayoría de los costes del hospital y los ingresos potenciales. Con sede central en Wakefield (Massachusetts), Picis tiene oficinas en Barcelona y Londres y licencias en más de 1.700 hospitales en 19 países. Para más información, visite [www.picis.es](http://www.picis.es).



© Picis Inc. 2008. Todos los derechos reservados. “Picis”, el logo de Picis, CareSuite e InSight Critical Care pueden ser marcas registradas de Picis Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países. El resto de las marcas registradas aquí mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.